

### Efectivo frente a los agentes patógenos

#### Respetuoso con las superficies las personas y el planeta

Oxivir Excel es un detergente desinfectante de amplio espectro de un solo paso listo para usar con unos tiempos de contacto reducidos. Basado en la tecnología patentada de Diversey AHP (Peróxido de Hidrógeno Acelerado), Oxivir Excel puede ser aplicado sobre superficies duras, superficies no porosas y aparatos médicos no invasivos.

#### EFFECTIVO FRENTE AGENTES PATÓGENOS

- Testado siguiendo las normas europeas y efectivo frente a múltiples organismos patógenos comunes en el entorno hospitalario como bacterias, virus y levaduras.
- Efectivo en tan sólo un minuto
- Eficacia bactericida incluyendo CMDROs (Organismos multirresistentes a los antibióticos) como SARM, ERV y CRE
- Efectividad virucida completa incluyendo virus no envueltos como Poliovirus Adenovirus y Murine norovirus. Es considerado efectivo frente a todos los virus envueltos como VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Gripe, Vaccina virus, Coronavirus
- Acción levuricida frente a Candida Albicans
- Potente surfactante que proporciona excelentes resultados de limpieza

#### RESPECTUOSO CON LAS PERSONAS

- Respetuoso con el usuario no está clasificado en dilución de uso
- No contiene componentes orgánicos volátiles (VOC)
- No causa irritaciones respiratorias
- No contiene perfumes ni colorantes
- Uso seguro en el entorno de los pacientes



#### RESPECTUOSO CON LAS SUPERFICIES

Oxivir Excel no daña las superficies ni blanquea los tejidos.

#### RESPECTUOSO CON EL PLANETA

Contiene ingredientes activos que se descomponen fácilmente en oxígeno y agua.

### Desinfección Acreditada

Oxivir Excel ha sido testado de acuerdo a los más recientes estándares europeos y su eficacia como desinfectante ha sido demostrada: EN1276, EN1650, EN13727, EN13624, EN14476, EN13704, EN16615 Oxivir Excel ha sido acreditado como MDD-CE Clase IIa para equipamiento médico (de acuerdo con la directiva europea sobre equipamiento médico).

### Compatibilidad con las Superficies

Oxivir Excel puede aplicarse sobre las superficies que normalmente se encuentran en el entorno hospitalario: acero inox, vidrio, acrílicos y PVC.

#### Datos Técnicos de las toallitas

Dimensiones	200 x 300 mm	Peso	25gr/m <sup>2</sup>
-------------	--------------	------	---------------------

Material	Polipropileno
----------	---------------

Producto	Formato	Descripción
----------	---------	-------------

Oxivir Excel Foam	6X750ml	Botella pulverizadora en formato listo para usar con cabezal espumante
-------------------	---------	------------------------------------------------------------------------

Oxivir Excel Wipes	12X100pcs	Toallitas pre-humectadas de un solo uso
--------------------	-----------	-----------------------------------------