



Presentación del Producto

SX01

Embalaje:

- **Contenido:** 10 cajas de 100 unidades
- **Dimensión:** 365 x 245 x 225 mm

Caja de 100 ud:

- **Contenido:** 100 unidades
- **Dimensión:** 215 x 120 x 70 mm




SX144

Embalaje:

- **Contenido:** 144 estuches de 10 guantes
- **Dimensión:** 655 x 340 x 318 mm

Estuche:

- **Contenido:** 10 unidades
- **Dimensión:** 150 x 80 x 33 mm



Etiquetaje

- Nombre y dirección de la Empresa Importadora
- Denominación del producto en varios idiomas
- Referencia comercial, Lote y Código de barras
- AQL 1.5
- Caducidad
- Mercado CE
- Talla y número de unidades
- Un solo uso
- Condiciones de almacenaje
- Pictogramas de protección
- Legislación y Normas de referencia
- Usos, aplicaciones y advertencias

SX01

SX144

GUANTE DE LÁTEX CON POLVO



FICHA TÉCNICA



Características Generales

Descripción: Guantes de látex color blanco, ligeramente empolvados con almidón de maíz.

Muy sedosos y suaves, ofrecen una mayor comodidad y extrema sensibilidad al tacto. Puño enrollado.

Vida útil: 5 años



Clasificación:

Producto Sanitario **Clase I**; *Real Decreto 1591/2009*

EPI de **Categoría I**; *Real Decreto 1407/1992*

Tallas: Extra Pequeña, Pequeña, Mediana y Grande

Tallas

Dimensiones del Guante			
Talla	Longitud (mm)	Ancho palma (mm) ± 5	Grosor Palma(mm) ±0.02
XP	≥230	75	0.8
P	≥230	85	0.8
M	≥230	95	0.8
G	≥230	106	0.8

Usos y aplicaciones

Guantes de exploración en el ámbito **sanitario**, uso médico o dental; se destina su uso a la protección del paciente y el usuario frente a riesgo **biológico** y **químico** bajo, cumple los requisitos para la comprobación de la seguridad microbiológica y de bajo riesgo químico (EN374-2 y EN 373-3). Se recomienda para tareas de corta duración y con una frecuencia de cambio elevada.

Son muy utilizados en la **industria ligera** y en el **ámbito doméstico**. También pueden usarse

SX01

SX144

GUANTE DE LÁTEX CON POLVO



FICHA TÉCNICA



en la industria de la **alimentación** ya que estos guantes cumplen con lo requerido a la EN 1186 del reglamento 10/2011 referente a materiales destinados a entrar en contacto con alimentos.

No utilizar para la manipulación con disolventes orgánicos. Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas. NO REUTILIZAR

Condiciones de Almacenamiento

Mantener almacenado en un lugar fresco y seco. Evitar el exceso de calor y proteger de la exposición solar directa o iluminación fluorescente.

No almacenar estos guantes con disolventes orgánicos ya que pueden degradarlos.

La ventilación no es necesaria bajo condiciones normales de almacenamiento.



Directivas y Normas de referencia

- **Real Decreto 1591/2009**, por el que se regulan los Productos Sanitarios, que transpone la **Directiva Europea 93/42/CEE**.
 - **EN 455/1-2-3**; Guantes de protección médicos de un solo uso.
- **Real Decreto 1407/1992**, referente a los Equipos de Protección Individual, que transpone la **Directiva Europea 89/686/CEE**.
 - **EN 420:2003**; Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo.
 - **EN 374/1-2-3**; Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos.
- **Real Decreto 103/2009**, relativa a los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, que transpone la **directiva 2002/72/CEE**, derogada por el **Reglamento 10/2011**.
EN 1186/7:2002; referente a materiales plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.
- **ISO 9001:2008**, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos.
- **ISO 13485:2003**, Sistema de Calidad para la fabricación de Productos Sanitarios.
- **ISO 10993-10:2011**, Evaluación biológica de productos sanitarios. Test de Irritación y Sensibilización cutánea

SX01	SX144	GUANTE DE LÁTEX CON POLVO		FICHA TÉCNICA			
------	-------	---------------------------	--	---------------	---	---	---

Sistema de Gestión



Conformidad del Producto

